

Lancement des codes depuis le RaspberryPi

Prérequis

1. Installation de l'équipement :
 - a. Insérer la carte dans le RaspberryPi
 - b. Positionner l'équipement sur le RaspberryPi
 - c. Connecter les piles à l'équipement
 - i. Câble noir sur VIN-
 - ii. Câble rouge sur VIN+
 - d. Informations supplémentaires :
 - i. Les 2 câbles de l'équipement sont le ground (noir) et le signal (rouge)
 - ii. L'écran affiche l'amplitude. Son changement se fait manuellement avec la petite vis sur le composant bleu.
2. Connaître l'adresse IP du RaspberryPi :
 - a. Se connecter en ligne de commande au Pi (utiliser clavier, écran et souris)
 - b. Dans un terminal, faire : `ifconfig`
 - c. Identifier le dernier inet
3. Se connecter en ssh à la RaspberryPi :
 - a. Dans un terminal, faire : `ssh pi@adresse.IP`
 - b. Mot de passe : `pi2025`

Exécution du code

1. Ouvrir 3 terminaux distincts connectés au RaspberryPi
2. Dans un terminal, lancer le script de surveillance des changements
 - a. Se placer dans le répertoire du code : `cd PhantasiAI/Python`
 - b. Activer l'environnement python : `source venv/bin/activate`
 - c. Lancer le script : `python3 detect_change.py`
3. Dans un autre terminal, lancer le contrôle de l'électrode
 - a. Se placer dans le répertoire du code : `cd PhantasiAI`
 - b. Lancer l'exécutable : `sudo ./PhantasiAI`
4. Dans un autre terminal, modifier le fichier d'entrée `subject_3dim.txt`
 - a. Se placer dans le répertoire du code : `cd PhantasiAI/Python`
 - b. Éditer le fichier : `nano subject_3dim.txt`
 - c. Effectuer un changement dans le fichier puis sauvegarder les changements

Arrêt du code

1. Pour arrêter la surveillance, il suffit d'interrompre l'exécution du script de surveillance des changements (exemple : faire CTRL + C dans le terminal)
2. Pour arrêter le contrôle de l'électrode, il suffit d'interrompre l'exécution de l'exécutable (exemple : faire CTRL + C dans le terminal)